

**▶ ZCC - Baños ultrasonidos**
**▶ Digital sin calefacción**


- 1 | Tamaño muy compacto ideal para la limpieza de pequeño instrumental en clínicas dentales, veterinaria, etc
- 2 | Fabricado en material plástico ABS con cuba de forma oval de acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301).
- 3 | Suministrado con tapa (para aislamiento fónico) y cestillo (para protección de los objetos a limpiar y de la cuba) de plástico.

<b>Referencia</b>	ZCC012
<b>Volumen cuba</b>	0.6 L
<b>Potencia ultrasonidos</b>	50 W
<b>Generador</b>	1 x 50 W
<b>Grifo de vaciado</b>	No
<b>Dimensiones exteriores (LxAxH)</b>	193x120x123 mm
<b>Dim. interiores cuba (LxAxH)</b>	160x90x50 mm
<b>Dim. cestillo (LxAxH)</b>	140x70x40 mm
<b>Alimentación</b>	220-240 V; 50-60 Hz

**▶ Digital con calefacción**


- 1 | Cuba y carcasa fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301).
- 2 | Suministrados con tapa (para aislamiento fónico) y cestillo (para protección de los objetos a limpiar y de la cuba).
- 3 | Temporizador de 1-60 min y posibilidad de funcionamiento en modo continuo
- 4 | Con función de degasificación y "sweep" y dos niveles de potencia de ultrasonidos (50%/100%). Grifo de vaciado de la cuba.

<b>Referencia</b>	ZCC005	ZCC006	ZCC007
<b>Volumen cuba</b>	3 L	6 L	13 L
<b>Potencia ultrasonidos</b>	160 W	240 W	400 W
<b>Generadores</b>	2x80 W	3x80 W	5x80 W
<b>Potencia calefacción</b>	120 W	120 W	200 W
<b>Rango temperatura</b>	RT+5°C – 80°C		
<b>Grifo de vaciado</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Dim. ext. (LxAxH) (mm)</b>	265x165x225	330x175x290	330x270x355
<b>Dim. Int. Cuba (LxAxH) (mm)</b>	238x138x100	302x152x150	302x239x200
<b>Dim. Cestillo (LxAxH) (mm)</b>	220x120x60	285x140x135	280x225x180
<b>Alimentación</b>	220-240 V; 50-60 Hz		

**▶ Analógicos con calefacción**


- 1 | Cuba y carcasa fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301).
- 2 | Suministrados con tapa (para aislamiento fónico) y cestillo (para protección de los objetos a limpiar y de la cuba).
- 3 | Temporizador de 1-60 min y posibilidad de funcionamiento en modo continuo
- 4 | Grifo de vaciado de la cuba (excepto ref. ZCC008).

<b>Referencia</b>	ZCC008	ZCC009	ZCC010	ZCC011
<b>Volumen cuba</b>	0.8 L	3 L	6 L	12 L
<b>Potencia ultrason.</b>	60 W	120 W	180 W	300 W
<b>Generadores</b>	1x60 W	2x60 W	3x60 W	5x60 W
<b>Potencia calef.</b>	140 W	120 W	120 W	200 W
<b>Rango temp.</b>	RT+5°C – 80°C			
<b>Grifo de vaciado</b>	No	Sí	Sí	Sí
<b>Dimensiones ext.*</b>	200x110x160	265x165x225	330x175x290	600x65x355
<b>Dim. Int. Cuba*</b>	180x90x50	238x138x100	302x152x150	500x135x150
<b>Dim. Cestillo*</b>	170x75x40	220x120x60	285x140x135	480x120x135
<b>Alimentación</b>	220-240 V; 50-60 Hz			

\*(LxAxH) (mm)



ZCC - Baños ultrasonidos

▶ Detergente para baños ultrasonidos



- 1 | Formulado para eliminar suciedad general y residuos químicos del vidrio e instrumental de laboratorio.
- 2 | Biodegradable, sin fosfatos y concentrado, para mezclar 20 mL por litro de agua.

Referencia	Capacidad
ZCC004	Envase de 1 L

ZCF - Escobillones

▶ Tipo mousse



AUTO  
+121°

- 1 | Autoclavables.
- 2 | Modelo nº1 fabricado en fibra. Modelos nº 2, 3 y 4 fabricados en espuma de polietileno de larga duración.

Referencia	Nº	Long. total	Para
ZCF001	3	480 mm	Probetas, cilindros...
ZCF002	2	250 mm	Vasos, matraces...
ZCF003	1	220 mm	Tubos ensayo Ø < 25mm
ZCF004	4	440 mm	Erlenmeyer, embudos...

▶ Flexibles



- 1 | De goma flexible recubiertos con cloruro de polivinilo y cerda de nylon.

Referencia	Longitud	Pelo (ØxL)
ZCF005	580 mm	30x165 mm
ZCF006*	720 mm	45x200 mm

\* estos artículos se suministran bajo pedido

ZCF - Escobillones

▶ Con plumero



Ref	Longitud	Pelo (ØxL)	Para
ZCF008	360 mm	15x70 mm	T.pequeños
ZCF009	350 mm	25x75 mm	T.medios
ZCF010	350 mm	30x85 mm	T.grandes
ZCF015	850 mm	10x180 mm	Buretas 10 mL
ZCF016	870 mm	15x260 mm	Buretas 25 mL

▶ Sin plumero



Ref	Longitud	Pelo (ØxL)	Para
ZCF007	300 mm	10x70 mm	Tubos hemólisis
ZCF011	380 mm	40x110 mm	Probetas 250 mL
ZCF012	380 mm	50x130 mm	Probetas 500 mL
ZCF013	440 mm	56x140 mm	Probetas 1 L
ZCF014	440 mm	80x160 mm	Probeta, 2 L
ZCF018	500 mm	10x100 mm	Pipetas
ZCF017	450 mm	80x150 mm	Vasos
ZCF019	210 mm	15x70 mm	Traqueal
ZCF020	270 mm	5/10x80 mm	Butirómetros

ZCH - Papel

▶ Soporte pie para papel




Soporte de pie para papel de secado estándar

Referencia	Descripción
ZCH007	Blanco, sin barra de corte para el papel

**ZCH - Papel**

## ▶ Bobinas Krantex



Kit de montaje para pared

Referencia	Dimensiones	Para referencia
ZCH010	250x380 mm	ZCH008

1 | En celulosa pura blanca.

Referencia	Dimensiones	Nº hojas/bobina	Cantidad
ZCH004	250x380 mm	500	1 bobina
ZCH005	250x380 mm	250	1 bobina
ZCH006	380x500 mm	500	1 bobina

## ▶ Papel para limpieza y secado óptico



1 | La referencia ZCH012 se suministra en 25 paquetes de 25 hojas cada uno.

Referencia	Dimensiones	Nº hojas
ZCH012	95 x 135 mm	625
ZCH013	190 x 135 mm	500
ZCH014	190 x 270 mm	500
ZCH015	380 x 540 mm	500

## ▶ Papel de secado de portas



Referencia	Dimensiones	Nº hojas
ZCH002	100x40 mm	50 hojas

**ZCM - Autoclaves, accesorios**

## ▶ Cinta indicadora esterilización



1 | Cambio de color, de blanco a marrón, sin plomo. Longitud de 50m y ancho 19 mm.

Referencia	Método de esterilización
ZCM001	En seco, método Poupinel
ZCM002	Autoclave: 20 min a 121°C 10 min a 125°C, 5 min a 135°


## ▶ Bolsas de esterilización

1 | Bolsas de un solo uso, de laboratorio, médico, dental o veterinario. Tira autoadhesiva grande, fácil de cerrar.  
2 | Sello superior de Chevron para una fácil apertura.

Referencia	Dimensiones	Caja
ZCM003	83 x 160 mm	200
ZCM004	90 x 260 mm	200
ZCM005	135 x 260 mm	200
ZCM006	190 x 360 mm	200
ZCM007	300 x 395 mm	200

**ZCZ - Otros**

## ▶ Escurreidor PP 20 terminales



1 | Modelo de pared, fabricado en polipropileno. 20 puestos desmontables

Referencia	Dimensiones
ZCZ003	500x350x100 mm

▶ ZCZ - Otros

▶ Escurreidor de pared

**Kartell**



- 1 | Fabricado en poliestireno antichoque, no se oxida ni se desconcha.
- 2 | Molde de una sola pieza y canal de drenaje sin líneas de unión.
- 3 | Incluye ganchos de fijación a pared, kit de drenaje (junta+tubo) y 72 soportes (95x15 mm) + 11 soportes (95x6 mm). Espesor placa soporte: 4 mm.

Referencia	Terminales	Dimensiones
ZCZ004	72	450x63x110 mm

▶ Pines para escurridor de pared

**Kartell**




- 1 | Fabricados en poliestireno. Para escurridor ZCZ004.

Referencia	Dimensiones	Unidades bolsa
ZCZ005	95x6 mm	11
ZCZ006	95x16 mm	72

▶ Escurreidores colgantes y de sobremesa

**Nahita**



- 1 | Fabricados en alambre plastificado. Incluyen bandeja inferior para goteo.

Referencia	Terminales	HxLxA (mm)
ZCZ001	32	470x360x150
ZCZ002	55	640x360x140

Referencia	Descripción
ZCZ016	Bandeja para escurridor ZCZ001, ZCZ002

▶ ZCZ - Otros

COMPOSICIÓN RECOMENDADA



**Lavado de pipetas**

Cantidad	Descripción
1 x ZCZ008	Lavapipetas (734 mm H)
2 x ZCZ012	Cesto (648 mm H)
1 x ZCZ009	Contenedor (650 mm H)

**Lavado de buretas**

Cantidad	Descripción
1 x ZCZ007	Lavapipetas (990 mm H)
2 x ZCZ012	Cesto (648 mm H)
4 x ZCZ015	Extensión para cesto
1 x ZCZ009	Contenedor (650 mm H)

▶ Lavapipetas automático

**Kartell**



- 1 | Fabricados en polietileno y polipropileno.
- 2 | Sistema de vaciado mediante sifón.
- 3 | La ref. ZCZ007 admite pipetas max. 100ml o buretas Mohr.

Referencia	Diámetro	Altura
ZCZ007	165 mm	990 mm
ZCZ008	165 mm	734 mm

▶ Contenedor para pipetas

**Kartell**



Referencia	Diámetro	Altura
ZCZ009	162 mm	650 mm
ZCZ010	162 mm	500 mm



# ¿Está interesado en alguno de los productos de este catálogo?

## Solicítenos más información sin compromiso.

# BIOSIGMA



Contacte con nosotros a través de nuestros números:  
**922 24 40 30 (31) | 928 41 03 78**  
Lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas



Remita sus pedidos o consultas a través de e-mail:  
**[biosigma@biosigma.es](mailto:biosigma@biosigma.es)**



Manténgase al día visitando nuestra página web:  
**[www.biosigma.es](http://www.biosigma.es)**



Disponibilidad de envío a  
**Todas las Islas Canarias**

### SOBRE BIOSIGMA:

Biosigma es una empresa canaria dedicada desde hace más de 30 años a la distribución de productos químicos y biológicos, material de laboratorio y equipos e instrumentación. Así mismo, prestamos un completo servicio postventa de reparación, mantenimiento, certificación y validación de equipos.

#### PRODUCTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

Distribuimos más de 100.000 referencias de productos químicos y biológicos de los principales fabricantes de todo el mundo.

#### MATERIAL DE LABORATORIO

Ya sea vidrio, plástico o material desechable, Biosigma le ofrece una amplia gama de productos para su uso en laboratorio u otras aplicaciones.

#### EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN

Disponemos de una extensa gama de equipos e instrumentación, para todo tipo de aplicaciones, de los principales fabricantes a nivel internacional.

#### SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Con técnicos profesionales en plantilla reparamos, certificamos y validamos una extensa gama de equipos, en todas las Islas Canarias.

