



R

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

marcas

R - protección
y seguridad

plum



Nahita



Kartell

RB - Ropa de protección.....	424
RBB - Batas.....	424
RBG - Gafas	425
RBL - Guantes	428
RD - Duchas y lavaojos	428
RDB - Estaciones	428
RDD - Frascos lavaojos	430
RDZ - Otros	431
RZ - Otros	431
RZB - Protectores de mesa	431
RZD - Tratamiento de heridas	431

**R**protección
seguridad

ropa de protección



RBB - Batas

▶ Batas de laboratorio, algodón 100%



1 | Botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa

Referencia	Para	Talla
RBB001	Caballero	S
RBB002	Caballero	M
RBB003	Caballero	L
RBB004	Caballero	XL
RBB009	Señora	S
RBB010	Señora	M
RBB011	Señora	L
RBB012	Señora	XL



RBB - Batas

▶ Batas de laboratorio, mezcla



1 | 65% poliéster - 35% algodón.

2 | Color blanco óptico, botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa.

Referencia	Para	Talla
RBB005	Caballero	S
RBB006	Caballero	M
RBB007	Caballero	L
RBB008	Caballero	XL
RBB013	Señora	S
RBB014	Señora	M
RBB015	Señora	L
RBB016	Señora	XL



RBG - Gafas



Antivaho



Revestimiento Antivaho Plus

Capa fina sobre toda la superficie de la lente con un espesor de pocos μm que previene la formación del agua de condensación absorbiendo las gotas de la humedad. Evita que el empañamiento impida la realización segura del propio trabajo.

El tratamiento Antiempañamiento Plus es permanente.



Antirayado



Antirayaduras Plus

Tratamiento aplicado a la superficie de la lente que constituye una barrera contra los daños superficiales. Las lentes están protegidas de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el refregamiento con partículas sólidas.

El tratamiento Antirayaduras Plus es permanente.

Normativas que cumplen

NORMA EN 166

DIRECTIVA 89/686/ECC

Áreas de uso aplicables

3 Líquidos (gotas)

4 Polvo con grosor de partícula > $5 \mu\text{m}$ 5 Gas, vapor, spray, humo y polvo con grosor de partícula < $5 \mu\text{m}$

9 Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos candentes



▶ RBG - Gafas

▶ Máscara de seguridad serie 601



- 1| Gafa panorámica de amplio campo visual. Inserción RX para gafas graduadas.
- 2| EPI categoría III (lente de policarbonato). Banda elástica regulable y suave montura.
- 3| Con sistemas de ventilación: indirecta y en el sellado.

Características máscara 601



1. Revestimiento antivaho plus



2. Antirayaduras Plus

Referencia	RBG001
Montura	Incolora - Estanca
Áreas de uso	3, 4, 5, 9
Lente	Incolora PC

▶ Máscara de seguridad serie 602



- 1| Lente policarbonato. Sistema de ventilación indirecta.
- 2| Superponible a las gafas graduadas. Banda elástica regulable y suave montura.

Referencia	RBG002
Montura	Incolora
Áreas de uso	3, 4
Lente	Incolora UC (sin tratamiento)

▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad modelo 505



- 1| Cordón para cuello incluido en el paquete.
- 2| Extremadamente ligera y envolvente, puente nasal de goma suave antideslizante.
- 3| Estructura elástica, muy flexible y resistente.

Características gafas 505



=22 g



2. Antirayado

Referencia	RBG005
Montura	Incolora
Lente	Incolora

Características gafas 505



=22 g



2. Antirayado



3. Antivaho

Referencia	RBG006
Montura	Incolora
Lente	Incolora

▶ Gafas de seguridad modelo 511, caras pequeñas



- 1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2| Versión certificada para caras pequeñas, con marcaje H conforme a la norma EN166.
- 3| Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511



=34 g



2. Antirayado

Referencia	RBG007
Montura	Azul
Lente	Incolora
Lote	10



▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad modelo 511



- 1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2| Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511



= 34 g



2. Antirayado



3. Antivaho

Referencia	RBG008
Montura	Negra
Lente	Incolora

▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad modelo 511



- 1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2| Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511



= 34 g



2. Antirayado

Referencia	RBG009
Montura	Azul
Lente	Incolora
Lote	10

▶ Gafas de seguridad serie 519



- 1| Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2| Patillas regulables en longitud e inclinación. Superponible a las gafas graduadas.

Características gafas 519



= 43 g



1. Antivaho plus



2. Antirayaduras Plus

Referencia	RBG010
Montura	Negro-gris
Lente	Incolora

Características gafas 519



= 43 g



2. Antirayado

Referencia	RBG011
Montura	Negro-gris
Lente	Incolora

▶ Gafas de seguridad serie 520



- 1| Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2| Superponible a las gafas graduadas. Fabricada completamente en policarbonato, sin partes metálicas.

Referencia	RBG012
Montura	Incolora
Lente	Incolora UC
Lote	10



Referencia	RBG027
Montura	Azul
Lente	Incolora UC




▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad serie 546



- 1| Lente envolvente con cobertura lateral excelente. Puente nasal de goma antideslizante.
- 2| Patillas que garantizan un excelente ajuste y confort. Muy ligeras.
- 3| Protege contra luz azul hasta 525 nm (UV525)

Características gafas 519



Referencia	RBG014
Montura	Negro-naranja
Lente	Naranja


▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad serie 5x7



- 1| Completamente superponible sobre las gafas graduadas.
- 2| El diseño de la montura evita la superposición de las patillas para disfrutar de un confort absoluto.
- 3| Tecnología SoftPad. Regulación de la longitud de las patillas.

Características gafas 511



Referencia	RBG016
Montura	Blanca - azul
Lente	Incolora

▶ Gafas de seguridad serie 568



- 1| Gafas económicas ideales para una protección esencial.
- 2| Ligera, práctica, fabricada en policarbonato.



Referencia	RBG015
Montura	Incolora
Lente	Incolora
Lote	10

▶ Gafas de seguridad serie 505



- 1| Extremadamente ligero y envolvente. Estructura elástica, muy flexible y resistente. UV400. Nuevo patilla para una mejor ergonomía.
- 2| Ajuste y confort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable
- 3| Cordón para cuello incluido en el paquete.



Referencia	RBG029
Montura	Marrón
Lente	Marrones



▶ RBG - Gafas

▶ Pantalla de protección facial, serie



- 1 | Banda frontal en espuma para el sudor intercambiable.
- 2 | Regulación superior.
- 3 | Pantalla en policarbonato espesor 1mm abatible de 90°.
- 4 | Superponible a las gafas de protección y máscaras respiratorias.
- 5 | Certificado de acuerdo a las normas EN166 y EN170.

Referencia	Área de uso
RBG017	3

▶ Pantalla protección facial 701



- 1 | Certificado de acuerdo con la norma EN166 3 S. Pantalla calidad óptica Clase 1, con tratamiento antivaho y antirayaduras (Marcado U 1 S N). Banda elástica ajustable

Referencia	Peso
RBG030	95 g

▶ Pantalla protección facial



- 1 | Compuesto por un soporte, un protector facial integral con una cinta elástica en la cabeza.

Referencia
RBG054

▶ RBL - Guantes

▶ Semiguante goma silicona



Referencia	Temperatura máx.	Talla
RBL002	140 °C	Única

▶ Semiguante goma silicona



Referencia	Temperatura máx.	Talla
RBL004	250 °C	Única

▶ Guante en algodón



- 1 | Grosor algodón: 850 g/m². Para manipulaciones de corta duración.

Referencia	Temperatura máx.	Talla
RBL003	100 °C	Única



RDB - Estaciones

Estación lavajos



- 1| Estación fabricada en poliestireno de alto impacto y frasco en polietileno.
- 2| Se puede rellenar con agua destilada u otro líquido indicado para uso oftalmológico. Dimensiones 300x300mm
- 3| Frasco de 500 mL no está incluido (Ref. RDD001).

Referencia	Descripción
RDB001	Estación versión francesa
RDB002	Estación versión inglesa

Estación mural combinada, abierta



- 1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2| Estación de pared con:
 - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
 - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso
RDB007	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojo

Estación mural iBox



- 1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2| Estación de pared con:
 - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
 - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso
RDB011	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojos
RDB012	1 x 500 mL pH neutral Duo 1 x 1000 mL salina Duo	2 ojos

RDB - Estaciones

Ducha de emergencia



- 1| Alcachofa de gran diámetro, accionada mediante tirador rígido.
- 2| Con lavajos tipo pedestal, provisto de dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión y de apertura lateral manual.

Referencia	Material
RDB004	Acero inoxidable 304

Lavajos de emergencia



- 1| Tipo pedestal y base anclada al suelo. Válvula de apertura y cierre automático.
- 2| Con dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión.

Referencia	Material
RDB005	Acero inoxidable
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo




RDB - Estaciones

Estación mural combinada, abierta



- 1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2| Estación de pared con:
 - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
 - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...



Referencia	Soluciones	Uso
RDB009	1 x 500 mL pH neutral Duo 1 x 1000 mL salina Duo	2 ojos

RDD - Frascos lavaojos

Frasco lavaojos, PE



- 1| Frasco en polietileno. Dimensiones 63x73x213 mm.
- 2| Cubeta ocular con tapa y cabezal con válvula automática.
- 3| Dispone de tubo de descarga.

Referencia	Descripción
RDD001	Frasco lavaojos integral M45

Spray lavaojos



- 1| Solución estéril de cloruro sódico al 0,9 %, hipoalergénico, 50mL.
- 2| Tratamiento rápido de primeros auxilios tanto para piel como para ojos: cortes o arañazos en la piel o polvo o suciedad en los ojos.
- 3| Reutilizable, se mantiene estéril hasta el último uso.
- 4| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad
RDD009	50 mL

RDD - Frascos lavaojos

Soluciones salinas



- 1| Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 %.
- 2| Indicadas para prevenir lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad, astillas de metal o madera, disolventes o aceites.
- 3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
- 4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
- 5| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso
RDD002	200 mL	2 min	1 ojo
RDD003	500 mL	2 min	1 ojo
RDD004	1000 mL	10 min	1 ojo
RDD005	1000 mL (duo)	10 min	2 ojos

Soluciones pH neutras



- 1| Solución de fostato estéril de 4,9%.
- 2| Indicadas para prevenir lesiones oculares y lesiones de piel menores provocadas por ácidos y álcalis.
- 3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
- 4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
- 5| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso
RDD006	200 mL	2 min	1 ojo
RDD007	500 mL (Duo)	2 min	2 ojos
RDD008	1000 mL	10 min	1 ojo



RDZ - Otros


▶ Riñonera para botella



1 | Adaptable al cinturón o ropa de trabajo. Fácil de abrir en caso de accidente.

Referencia	Uso
RDZ001	Para botellas de 200 mL

▶ Pantalla de protección



1 | Fabricadas en metacrilato de polimetilo. Gran estabilidad disponen de patas antideslizantes.

- RZB001: Protección contra sustancias químicas peligrosas aerosoles y pulverizadores casuales
- RZB002: Protección contra isótopos emisores beta, incluido el P32

Referencia	Dimensiones	Grosor
RZB001	242x365 mm	5 mm
RZB002	305x480 mm	9 mm

▶ Papel de protección



1 | Para protección de las superficies de trabajo y del usuario en caso de derrame de líquidos agresivos.
2 | Gramaje: 140 g/m²; Grosor: 250 µm.

Referencia	Dimensiones	Nº de hojas
RZB013	460x570 mm	50

RZB - Protectores de mesa

▶ Film de protección



1 | Film de protección con capas autoadhesivas recubiertas de un revestimiento de FEP (copolímero fluorado) de 25 micras.
2 | Existente en vinilo y aluminio.

Referencia	Material	Ancho	Largo
RZB012	Aluminio	4,6 m	635 mm

RZD - Tratamiento de heridas

▶ Dispensador de tiritas



1 | Un pequeño y moderno dispensador de tiritas con un diseño único.
2 | QuickFix® UNO está disponible con un blanco brillante o con una cubierta transparente. Puede atornillarse a la pared o fijarse con tiras adhesivas.
3 | Suministrado sin tiritas. Esto le permite llenar el dispensador con las tiritas que elija, según sus necesidades.

Referencia	Color	Dimensiones
RZD001	Transparente	130x85x35 mm
RZD005	Blanco	130x85x35 mm

▶ Tiritas resistentes al agua



1 | 45 tiritas resistentes al agua, pensadas para ambientes de trabajo con un nivel alto de humedad.
2 | Tiritas fabricadas con un material protector de PE.

Referencia	Color	Dimensiones
RZD002	Rosa	72x25mm



▶ RZD - Tratamiento de heridas

▶ Tiritas azules



- 1 | Tiritas de color azul llamativo que incorporan una superficie de metal que puede ser detectada con un detector de metales.
- 2 | Especialmente indicado para la industria alimentaria.

Referencia	Color	Dimensiones
RZD003	Azul	72x25mm

▶ Tiritas elásticas micro



- 1 | Pequeño y práctico dispensador que contiene 8 tiritas elásticas que se ajustan al movimiento de la piel.
- 2 | Ideal para llevar ya que cabe perfectamente en cualquier bolso, bolsillo o cajón de oficina.

Referencia	Color	Dimensiones
RZD006	Rosa	72x25mm

▶ RZD - Tratamiento de heridas

▶ Gel para quemaduras aloe vera



- 1 | El gel para quemaduras es un hidrogel transparente soluble en agua, que contiene aloe vera. Produce un efecto calmante y refrescante y un alivio del dolor después de la exposición excesiva al sol o después de la exposición al calor.
- 2 | Este producto también puede usarse para tratar la dermatitis inducida por radiación.
- 3 | El uso está limitado quemaduras de primer grado superficiales o de segundo grado. Puede ser utilizado en niños y adultos.

Referencia	Capacidad
RZD004	50 ml

¿Está interesado en alguno de los productos de este catálogo?

Solicítenos más información sin compromiso.

BIOSIGMA



Contacte con nosotros a través de nuestros números:
922 24 40 30 (31) | 928 41 03 78
Lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas



Remita sus pedidos o consultas a través de e-mail:
biosigma@biosigma.es



Manténgase al día visitando nuestra página web:
www.biosigma.es



Disponibilidad de envío a
Todas las Islas Canarias

SOBRE BIOSIGMA:

Biosigma es una empresa canaria dedicada desde hace más de 30 años a la distribución de productos químicos y biológicos, material de laboratorio y equipos e instrumentación. Así mismo, prestamos un completo servicio postventa de reparación, mantenimiento, certificación y validación de equipos.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

Distribuimos más de 100.000 referencias de productos químicos y biológicos de los principales fabricantes de todo el mundo.

MATERIAL DE LABORATORIO

Ya sea vidrio, plástico o material desechable, Biosigma le ofrece una amplia gama de productos para su uso en laboratorio u otras aplicaciones.

EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN

Disponemos de una extensa gama de equipos e instrumentación, para todo tipo de aplicaciones, de los principales fabricantes a nivel internacional.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Con técnicos profesionales en plantilla reparamos, certificamos y validamos una extensa gama de equipos, en todas las Islas Canarias.

